# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

## Лабораторная работа

Петня гистерезиса (динамический метод)

Выполнила: Карасёва Таисия Б02-001 **Цель работы**: Исследование предельных петель гистерезиса и начальных кривых намагничивания для нескольких ферромагнитных образцов; определение магнитных характеристик материалов, чувствительность каналов X и Y осциллографа и постоянную времени  $\tau$  интегрирующей цепочки.

**В работе используются**: автотрансформатор, понижающий трансформатор, амперметр и вольтметр, резистор, делитель напряжения, интегрирующая цепочка, электронный осциллограф, тороидальные образцы с двумя обмотками.




Рис. 1: Экспериментальная установка.

Схема установки приведена на рис. 1. Напряжение сети (220В,  $50\Gamma$ ц) через разделительный понижающий трансформатор Тр подаётся на реостат  $R_1$ , ВКлючённый как потенциометр. Регулируемое напряжение  $\sim 6,3$  В подведено к средним точкам переключателя  $K_0$ : в положении "П"(петля) напряжение подводится к клеммам "6,3"на панели установки, В положении "Д"(делитель) - к клеммам делителя напряжения.

С клемм "6,3"<br/>регулируемое напряжение подаётся на намагничивающую обмотку  $N_0$  исследуемого образца.

Ток в обмотке  $N_0$  измеряется мультиметром А. Напряжение с сопротивления  $R_0$ , включенного последовательно с обмоткой  $N_0$ , подаётся на вход X электронного осциллографа (ЭО). Это напряжение пропорционально току в обмотке  $N_0$ , а следовательно и напряжённости H магнитного поля в образце.

Для измерения магнитной индукции B с измерительной обмотки  $N_{\rm H}$  на вход интегрирующей RC -цепочки подаётся напряжение  $U_{\rm BX}$ , пропорциональное производной  $\dot{B}$ , а с выхода снимается напряжение  $U_{\rm BX}=U_C$ , пропорциональное величине B, и подаётся на вход Y.

Замкнутая кривая, возникающая на экране, воспроизводит в некотором масштабе (различном для осей X и Y) петлю гистерезиса. Чтобы придать этой кривой количественный смысл, необходимо установить масштабы изображения, т.е. провести калибровку каналов X и Y ЭО. Для этого, во-первых, надо узнать, каким напряжениям (или токам) соответствуют амплитуды сигналов, видимых на экране, и во-вторых, - каким значениям B и H соответствуют эти напряжения (или току).

Измерение напряжения с помошью осциллографа. Исследуемый сигнал подаётся на вход X  $\Theta$ 0; длина 2x горизонтальной черты, наблюдаемой на экране, характеризует удвоенную амплитуду сигнала.

Если известна чувствительность усилителя  $K_X$  в вольтах на деление нгкалы экрана (B/cM),

то удвоенная амплитуда напряжения определяется произведени- еМ

$$2U_{X,0} = 2x \cdot K_X$$

Напряжение, подаваемое на ось Y, измеряется аналогично. Калибровку осей осциллографа ( $K_X$  и  $K_Y$ ) можно использовать для построения кривой гистерезиса в координатах B и H:

Зная величину сопротивления  $R_0$ , с которого снимается сигнал, можно рассчитать чувствительность канала по току  $K_{XI} = K_X/R_0[{\rm A/~den}~]$ , затем определить цену деления шкалы ЭО в A/M Проверка калибровки горизонтальной оси ЭО с помошью амперметра проводится при закороченной обмотке  $N_0$ . Эта обмотка с помещённым В неё ферромагнитным образцом является нелинейным элементом, так что ток в ней не имеет синусоидальной формы, и это не позволяет связать амплитуду тока с показаниями амперметра.

При закороченной обмотке  $N_0$  амперметр A измеряет эффективное значение синусоидального тока Iэф , текущего через известное сопротивление  $R_0$ . Сигнал с этого сопротивления подаётся на вход X ЭО. Измерив 2x длину горизонтальной прямой на экране, можно рассчитать  $m_X$  - чувствительность канала X :

$$m_X = 2R_0\sqrt{2}I_{\ni\Phi}/(2x)$$
 [В/ Дел] (1)

Проверка калибровки вертикальной оси  $\Theta$ О с помощью вольтметра. Сигнал с потенциометра  $R_1$  подаётся на вход делителя напряжения ( $K_0$  в положении "Д". Часть этого напряжения снимается с делителя с коэффициентом деления  $K_{\mathbb{Q}}$  (1/10 или 1/100) и подаётся на вход Y  $\Theta$ О (вместо напряжения  $U_C$ ). Цифровой вольтметр V измеряет напряжение  $U_{\Theta}$  на этих же клеммах делителя. Измерив 2y - длину вертикальной прямой на экране, можно рассчитать чувствительность канала Y:

$$m_Y = 2\sqrt{2}U_{\ni\Phi}/(2y)$$
 [В/ дел ] (2)

При калибровке тороид должен быть отключён, так как несинусои Дальный ток нагрузки в первичной обмотке тороида приводит к искажению формы кривой напряжения и на обмотке трансформатора, питающей делитель.

Постоянную времени RC-цепочки можно определить экспериментально. С клемм "6,3"на вход интегрирующей цепочки подаётся синусоидальное напряжение  $U_{\rm Bx}$ . На вход Y осциллографа поочерёдно подаются сигналы со входа  $(U_{\rm Bx})$  и выхода  $(U_{\rm Bbx}=U_C)\,RC$  -цепочки. Измерив амплитуды этих сигналов с помощью осциллографа, можно рассчитать постоянную времени  $\tau=RC$ .

$$RC = \frac{U_{\text{BX}}}{\Omega U_{\text{BMX}}} \tag{3}$$

Данные установки:  $R_0 = 0.22$  Ом,  $R_{\text{\tiny M}} = 20$  кОм,  $C_{\text{\tiny M}} = 20$  мкФ.

Таблица 1: Параметры исследуемых образцов.

	$N_0$	$N_{\rm u}$	$S, cm^2$	$2\pi R$ cm
Феррит	45	400	3.0	25
Пермаллой	15	300	0.66	14.1
Кремнистое железо	25	250	2.0	11

#### Теория

#### Измерение напряжения с помощью осциллографа

Исследуемый сигнал подается на вход X; длина 2x горизонтальной черты, наблюдаемой на экране, характеризует удвоенную амплитуду сигнала.

Если известна чувствительность усилителя  $K_x$  в вольтах на деление шкалы экрана, то удвоенная амплитуда напряжения определяется произведением

$$2U_{X,0} = 2x \cdot K_x$$

Напряжение, подаваемое на вход Y определяется аналогично.

Калибровку осей осциллографа можно использовать для построения кривой гистерезиса в координатах B и H:

Зная величину сопротивления  $R_0$ , с которого снимается сигнал, можно определить чувствительность канала по току  $I=\frac{K_x}{R_0}$  [А/дел]; затем, используя формулу

$$H = \frac{IN_0}{2\pi R} \tag{4}$$

определить цену деления шкалы в А/м.

Используя формулу

$$B = \frac{R_{\rm H}C_{\rm H}U_{\rm Bbix}}{SN_{\rm H}} \tag{5}$$

можно рассчитать цену деления вертикальной шкалы в теслах.

### Ход работы

1. Измерим полную ширину и высоту предельной петли  $(2X_s$  и  $2Y_s)$ , соотвествующие удвоенной амплитуде колебания напряжённости  $H_s$  и индукции  $B_s$  поля в образце в состоянии насыщения. Измерим двойные аплитуды для коэрцетивного поля  $(2X_c)$  и остаточной индукции  $(2Y_r)$  как расстояния между точками пересечения петли с соотвествующими осями.

Погрешность измерений = 0.1 дел.

Таблица 2: Аплитуды в делениях

	$K_x$ , м $\mathrm{B}/\mathrm{дел}$	$K_y$ , м $\mathrm{B}/\mathrm{дел}$	$2X_s$ , дел	$2Y_s$ , дел	$2X_c$ , дел	$2Y_s$ , дел
Феррит	10	20	10	4.4	1.8	2.2
Пермаллой	20	50	9.6	3.6	4.8	3.6
Кремнистое железо	10	5	9.6	8.0	4.8	3.6

2. Рассчитаем цену деления для петли по формулам (4) и (5)

Таблица 3: Цена деления

	<i>I</i> , мА	U, mB	H, A/M	B, м $T$ л
Феррит	45.5	20.0	8.2	66.7
Пермаллой	90.9	50.0	9.7	1010.1
Кремнистое железо	45.5	5.0	10.3	40.0

3. Рассчитаем аплитуду  $H_{max}$ , индукцию насыщения  $B_s$ , коэрцетивное поле  $H_c$  и остаточную индукцию  $B_r$ 

Таблица 4: Апмлитуды

	$H_{max}, A/M$	$B_s$ , мТл	$H_c$ , A/M	$B_r$ , м $T$ л
Феррит	$18.0 \pm 0.4$	$334 \pm 3$	$9.0 \pm 0.4$	$61 \pm 3$
Пермаллой	$17.5 \pm 0.5$	$4850 \pm 50$	$17.5 \pm 0.5$	$2420 \pm 50$
Кремнистое железо	$41.2 \pm 0.5$	$192 \pm 2$	$18.5 \pm 0.5$	$96 \pm 2$

Таблица 5: Апмлитуды, сравнение с табличными

	$H_{max}$ , A/M	$H_{max}$ , (табл) $\mathrm{A/M}$	$B_s$ , м $T$ л	$B_s$ , (табл) м $T$ л
Феррит	$18.0 \pm 0.4$	20	$334 \pm 3$	0 - 150
Пермаллой	$17.5 \pm 0.5$	18 - 20	$4850 \pm 50$	0 - 1080
Кремнистое железо	$41.2 \pm 0.5$	44	$192 \pm 2$	0 - 2800

4. Снимем начальную кривую намагничивания: плавно уменьшая ток намагничивания от насыщения до нуля, отметим вершины наблюдаемых частных петель.




Рис. 2: Петля гистерезиса и кривая намагничивания для феррита.



Рис. 3: Петля гистерезиса и кривая намагничивания для пермаллоя.




Рис. 4: Петля гистерезиса и кривая намагничивания для кремнистого железа.

5. По начальным кривым намагнии<br/>чивания оценим начальные и максимальные значения дифференциальной магнитной проницаемости<br/>  $\mu_{\text{диф}} = \frac{dB}{dH}$ 

Таблица 6: Магнитная проницаемость

	$\mu_{\text{нач}}, 10^3$	$\mu_{\text{нач}}, \ 10^3 \ (\text{табл})$	$\mu_{max}, 10^3$	$\mu_{max}, 10^3 ($ табл $)$
Феррит	$6.5 \pm 0.2$	$\leq 3$	$17.9 \pm 0.4$	7
Пермаллой	$141.7 \pm 0.1$	$\leq 35$	$952.1 \pm 0.6$	100
Кремнистое железо	$8.5 \pm 0.1$	≤ 7		15

$$\sigma_{dB/dH} = \frac{dB}{dH} \sqrt{\epsilon_B^2 + \epsilon_H^2}$$

6. Проверим калибровки по осям X и Y с помощью формул (1) и (2)

Таблица 7: Калибровка ЭО

	$K_x$ , м $\mathrm{B}/\mathrm{дел}$	$K_y$ , м $\mathrm{B}/\mathrm{дел}$	$I_{\Theta\Phi}$ , MA	$U_{\Theta\Phi}$	$m_X$ , м $\mathrm{B}/\mathrm{дел}$	$m_Y$ , м $\mathrm{B}/\mathrm{дел}$
Феррит	10	20	127	0.01	10.0	18.9
Пермаллой	20	50	249	0.04	19.8	48.6
Кремнистое железо	10	5	140	0.11	0.01	4.7

7. Рассчитаем постоянную времени по формуле (3)

$$U_{\rm bx} = 300 \pm 20 {\rm mB}; \ \Omega = 100 \pi; \ U_{\rm bix} = 3 \pm 0.05 {\rm mB} \Rightarrow \tau = 0.32 \ s$$

$$\sigma_{\tau} = \tau \sqrt{\epsilon_{U_{\text{BM}}}^2 + \epsilon_{U_{\text{BMM}}}^2} = 0.02$$

Теоретическое значение RC=0.4~s

#### Вывод

#### В данной работе

- 1. были определены параметры петли гистерезиса для пермаллоя, феррита и кремнистого железа. Значения амплитуд напряжённости для феррита и кремнистого железа не совпадают с теоретическими в пределах погрешности. Значение для феррита отличется от теоретического на 10%, для кремнистого железа на 7%. Значение амплитуды напряжённости для пермаллоя совпадает с теоретическим в пределах погрешности
- 2. были получены кривые намагничивания для этих 3х материалов, из них были определены значения начальной и максимальной магнитной проницаемости. Для всех материалов полученные значения сильно превышают теоретически предсказанные
- 3. была проведена проверка каллибровки обеих осей, полученные значения чувствительности отличаются от коэффициентов усиления не более чем на 3%
- 4. Было получено значение постоянной времени из значений снимаемого с цепочки напряжения и напряжения, подающегося на её вход. Оно не совпадает с теоретичсеким в пределах погрешности, отличается от него на 20%